

2015 年 12 月 4 日

“速さと見やすさ”を追求したインフルエンザウイルスキット 「ファインビジョン Influenza」新発売のお知らせ

株式会社三和化学研究所（本社／名古屋市、代表取締役社長／秦 克美、スズケングループ）は、2015 年 12 月 7 日、インフルエンザウイルス抗原迅速検査キット「ファインビジョン Influenza」を新発売いたします。

本製品は、A 型及び B 型インフルエンザウイルス抗原の検出を使用目的とした検査キットです。従来製品よりも判定に要する時間を短縮、またテストデバイスタイプ（カセット形状）であり、判定ラインのマルチカラー採用で高い視認性を実現したため、必要に応じて患者さんご自身に感染の有無を確認していただくことも可能です。

インフルエンザは、インフルエンザウイルスの感染によって起こる病気です。発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛等を招き、また、場合によっては免疫力が低下している高齢者の肺炎等の併発により重症化することもあります。インフルエンザウイルスは、感染力が高く、感染拡大を防ぐためにも医療現場では早期診断、早期治療が極めて重要となります。



ファインビジョン Influenza

＜本製品の特長＞

1. 短時間での判定結果

- ・ 陰性判定は 5 分を実現しました。
- ・ 陽性判定も素早く、大半が 1 分以内で検出できます。

2. 見やすい判定ライン

- ・赤、青、緑で見やすい3色マルチカラーを採用しました。



<本製品の主な仕様>

名 称	ファインビジョン Influenza
使用目的	鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は鼻汁鼻かみ液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出（インフルエンザウイルス感染の診断の補助）
包装単位	10テスト用
形状	テストデバイス（カセット形状）
測定原理	イムノクロマト法
キット構成	テストデバイス 10枚 検体抽出液（検体抽出容器入り）10本 <付属品> 滅菌綿棒 10本 フィルター付ノズル 10個 検体抽出容器立て 1個
結果判定時間	～5分
貯法方法	室温（1～30℃）に保存
有効期間	12箇月

<別売品>

クリアビュー-InfluenzaA/B用 鼻かみ液採取用紙（検体として鼻汁鼻かみ液を用いる場合）

<希望小売価格>

ファインビジョン Influenza（10テスト用）13,000円/キット（税抜き）

<販売目標>

初年度（2015年度）：15,000キット

<発売日>

2015年12月7日

<販売元>

株式会社三和化学研究所

<本製品に関するお問い合わせ先>

株式会社三和化学研究所 診断薬事業部 052-951-8130（代表）

<リリースに関するお問い合わせ先>

株式会社三和化学研究所 経営管理部 CSR 広報グループ TEL052-951-8130